

## INFORMATION




調整が大変、研磨が大変

そんなイメージの強いノンクラスプデンチャーへ

時間短縮！

おすすめの研磨方法・研磨材！！



①切れ味の良いカーバイトバーを低速で回す

②シリコンポイントを低速で回す

③レーズを使用して湿潤下で低速で行う



切れるカーバイトバー  
※ノンクラスプ以外には  
使用しないで下さい

TOYO ビッグ  
ポリッシングポイント  
¥2500

アカサカ ポリッシング  
ペースト  
¥2400

上記の様にノンクラスプデンチャーは調節が複雑な面もありますが、クラスプを使用しない為、金属色に配慮する必要がないので審美的に有利であり、

さらに義歯自体が通常の義歯と比べ軽くなるので患者さんの違和感を減らすことができます。

また金属証との相性のいい樹脂もあるので一度検証されては如何でしょうか。

そして、今回紹介させていただいた手法を使うことで先生方のチェアサイドでの時間短縮につながればと思います。